



STARMed Ventumask Básica

Para terapia CPAP con generador de flujo tipo Venturi y válvula PEEP ajustable



Disponible versión
con puerto para
nebulizador

CV209S (Pequeña)
CV209M/L (Mediana/Grande)
CV209XL (Extra Grande)

Kit de nebulización no incluido

Cuidados intensivos ▪ Interfaces para paciente ▪ **STARMed**

StarMed Ventumask Básica con generador de flujo tipo Venturi y válvula PEEP ajustable

StarMed Ventumask Básica

La mascarilla StarMed Ventumask Básica es un diseño único para terapia CPAP que se activa simplemente conectándola a un suministro de oxígeno adecuado. Puede utilizarse en un entorno hospitalario o en un uso prehospitario, por ejemplo en ambulancias.

Ventajas y características técnicas

- Ventumask Básica es un sistema completo y fácil de usar, donde la línea de oxígeno, el generador de flujo tipo Venturi y la válvula PEEP forman parte de la mascarilla para CPAP

- El generador de flujo tipo Venturi integrado utiliza un solo caudalímetro de oxígeno para generar altos flujos al paciente mientras consume una cantidad reducida de oxígeno
- La válvula PEEP ajustable está diseñada específicamente para Ventumask Básica con valores predefinidos de PEEP: 5 - 7,5 - 10 - 12,5 cm H₂O
- Se puede suministrar una FIO₂ del 40% en cada nivel de PEEP
- El usuario se guía por una tabla de rendimiento incluida en el producto, para saber el flujo al paciente en cada nivel de PEEP

El kit se compone de:

Mascarilla para CPAP con válvula anti-asfixia y puerto para monitorizar la FIO₂ real o la presión

Generador de flujo tipo Venturi integrado en la mascarilla

Arnés ajustable incluido

Válvula PEEP ajustable diseñada para Ventumask Básica con valores predefinidos de presión

Línea de oxígeno integrada



Ventumask Básica para terapia CPAP con generador de flujo tipo Venturi y válvula PEEP ajustable

Requisito		Configuración	Flujo suministrado
FiO ₂ aprox.	PEEP cmH ₂ O	Flujo O ₂ L/min	Flujo aprox. L/min
40%	5	12	57
	7.5	12	52
	10	12	47
	12.5	12	42

Tabla de rendimiento sujeta a cambios. Consulte siempre el etiquetado del producto.

Referencia	Descripción	Tamaño	Uds./caja
CV203S	Mascarilla Ventumask Básica para CPAP con generador de flujo tipo Venturi integrado y válvula PEEP ajustable	Pequeño	5
CV203M/L	Mascarilla Ventumask Básica para CPAP con generador de flujo tipo Venturi integrado y válvula PEEP ajustable	Mediano/Grande	5
CV203XL	Mascarilla Ventumask Básica para CPAP con generador de flujo tipo Venturi integrado y válvula PEEP ajustable	Extra Grande	5



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italia

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.45_ES • Issue 6 06.20