



Filtro-Humidificador respiratorio Inter-Therm™ Pro



Gestión de vías aéreas ▪ Filtros Intercambiadores de calor y humedad (HMEFs)

Filtro-Humidificador respiratorio Inter-Therm™ Pro

Inter-Therm Pro es un filtro-humidificador (HMEF) que combina un filtro HEPA de alta eficacia con un exclusivo humidificador de papel corrugado, que maximiza la superficie del filtro y ayuda a proporcionar un alto nivel de protección combinado con una excelente humidificación.

La matriz filtrante mecánica de membrana plisada del HMEF Inter-Therm Pro proporciona una eficacia bacteriana y vírica de $\geq 99,9999\%$, reduciendo el riesgo de contaminaciones cruzadas, combinado con una humidificación óptima de los gases durante la ventilación mecánica.

Tapón luer fijo

Para una monitorización segura de los gases respiratorios

Filtro mecánico con matriz filtrante plisada

Proporciona una alta eficacia de filtración HEPA

Código de colores

Facilita la identificación, garantizando que se utiliza el filtro o humidificador correcto para la aplicación clínica apropiada

Humidificador de papel coarrugado

Proporciona una humidificación óptima de los gases respiratorios



Referencia	1791902
Uds./caja	50
Pérdida de humedad	8mg/L H ₂ O/L
Retorno de humedad	30.6mg H ₂ O/L
Eficacia de filtración	99.9999%
Resistencia a 30L/min	1.3cm H ₂ O
Resistencia a 60L/min	2.5cm H ₂ O
Volumen compresible	125ml
Peso	49g
Conectores	22M/15F-22F/15M
Mínimo volumen tidal	≥ 300 ml

Consúltenos

IS12.28 ES • Issue 2 11.23



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy
Japan • Lithuania • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA