



Mascarillas de anestesia ClearLite™

Una visión clara para el futuro 



Anestesia ▪ Mascarillas de anestesia

Mascarillas de anestesia ClearLite™

Rango de mascarillas de anestesia que incluye siete tamaños para cubrir las necesidades de todo tipo y tamaño de pacientes. La gama está disponible desde el tamaño 0 neonatal hasta el tamaño 6 adulto extra grande.

Debido a su diseño anatómico mejorado, la mascarilla ClearLite ofrece un sellado superior con una presión mínima,

reduciendo el riesgo de molestias innecesarias o posibles traumas. El sellado superior también ayudará al facultativo a proporcionar una ventilación manual óptima del paciente tanto en anestesia como en situaciones de emergencia.

ClearLite no contiene PVC ni ftalatos, lo que minimiza significativamente su impacto ambiental. 

Mascarilla ligera

Proporciona un mejor agarre y comodidad de uso

Forma anatómica

Proporciona un sellado preciso en diferentes tipos y tamaños faciales. Se requiere una presión mínima para lograr un sellado efectivo reduciendo así el riesgo de traumas involuntarios y daños nerviosos

Carcasa transparente

Permite una excelente visibilidad y ayuda a confirmar el correcto estado del paciente

Contorno flexible no inflable

Proporciona un ajuste cómodo y un sellado hermético efectivo

Conexiones seguras

Entre la mascarilla y el circuito respiratorio en uso al cumplir con la normativa ISO 5356 de conexiones

Volumen reducido de la mascarilla

Reduce el riesgo de re-inhalación y los riesgos asociados a niveles elevados de CO₂

Código de colores

Para una fácil y rápida identificación del tamaño adecuado de mascarilla



Menos residuos

Disponible sin anillo de fijación 

Bajo impacto ambiental

Libre de PVC y de ftalatos

Consúltenos

Más información

Ver video



Referencia	Referencia sin anillo de fijación	Descripción	Color	Uds./caja	
7296000	7296001	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 6, adulto extra grande, color rojo, 22F		20	
7295000	7295001	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 5, adulto grande, color naranja, 22F		35	
7294000	7294001	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 4, adulto mediana, color verde, 22F		35	
7293000	7293001	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 3, adulto pequeña, color amarillo, 22F		35	
7292000	7292001	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 2, pediátrica, color blanco, 22F		25	
-	7291000	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 1, infantil, color gris sin anillo, 15M		30	
-	7290000	Mascarilla de anestesia ClearLite, tamaño 0, neonatal, color azul sin anillo, 15M		40	

 Producto de bajo impacto ambiental

IS5.31 ES • Issue 4 09.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.