



## Intersurgical i-flo™ Cánula nasal de alto flujo



**Cuidados Intensivos** ▪ Cánula nasal de alto flujo i-flo



## Intersurgical i-flo™ - Cánula nasal de alto flujo

La cánula nasal i-flo de Intersurgical es una interface de un solo uso diseñada para la administración de oxigenoterapia de alto flujo (OAF). La cánula nasal i-flo está disponible en tres tamaños de adulto para su uso en el ámbito hospitalario.

La OAF se ha convertido en un método clave en el cuidado respiratorio de pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica y ofrece una serie de beneficios frente a las terapias de oxígeno convencionales:

- Mejora de la oxigenación
- Reduce el trabajo respiratorio
- Ayuda en la retirada de secreciones
- Mejora la tolerancia del paciente
- Evita la intubación<sup>[1]</sup>

La cánula nasal i-flo complementa la amplia gama de circuitos respiratorios e interfaces para cuidados intensivos de Intersurgical y su diseño anti-obstrucciones se ha desarrollado centrándose en el rendimiento y la comodidad del paciente.

i-flo incluye una serie de características y beneficios únicos que ayudan a garantizar un suministro óptimo de oxigenoterapia de alto flujo.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



## Adaptable y segura



El exclusivo codo giratorio 180° de la cánula i-flo permite una colocación fácil y cómoda del equipo de cabecera.



El clip de sujeción al tubo de i-flo asegura el sistema a la ropa del paciente y permite que el paciente se mueva libremente evitando posibles desconexiones o incomodidad.

## Cómoda



El sistema de ajuste facial anatómico se coloca por encima de las orejas para minimizar las rozaduras y aumentar la comodidad.

El sistema de ajuste facial flexible y semirrígido también garantiza que la presión de la cinta se distribuya uniformemente sobre las mejillas del paciente.

Esto incrementa la estabilidad y soporte de la cánula, y ayuda a evitar la aparición de puntos calientes de presión.







## Intersurgical cánula nasal i-flo™

Referencia	Descripción	Uds./caja
7300000	Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto pequeño	7
7301000	Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto mediano	7
7302000	Cánula nasal de alto flujo i-flo, tamaño adulto grande	7

Consúltenos




El video de colocación de la cánula i-flo está disponible en [www.intersurgical.es-com](http://www.intersurgical.es-com)



## Circuito respiratorio monoramal

Referencia	Descripción	Uds./caja
2060310	Circuito monoramal flextube de 22mm, 1.6m de longitud con cable calentador, ramal adicional y cámara de humidificación de llenado automático	7



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Intersurgical Ltd está certificada con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel.

IS1.53 ES • Issue 1 12.20