



# STARMed CaStar Up

Casco de apertura rápida para terapia CPAP



Cuidados intensivos ▪ Interfaces para paciente ▪ **STARMed**

## Casco StarMed CaStar Up de apertura rápida para CPAP

### StarMed CaStar Up

El casco CaStar Up de apertura rápida es una interfaz para CPAP cómoda, versátil y ligera, diseñada para ofrecer una alternativa a los métodos tradicionales de administración de CPAP. El casco CaStar Up se tolera bien durante períodos prolongados y puede reducir los riesgos asociados tanto a la intubación endotraqueal como al uso de mascarilla facial. Puede utilizarse en posición semirecostada, supina y prona, proporcionando una opción ideal para la terapia CPAP.

### Ventajas

- Permite el acceso rápido al paciente durante los procedimientos de enfermería o en caso de emergencia
- Un facultativo puede retirar fácilmente la parte superior del casco y tener acceso completo al paciente
- Las sondas y catéteres pueden permanecer en su lugar, en el paciente, conectados a la parte inferior del casco

### Características técnicas

- Fabricado con materiales sin ftalatos
- Conectores 22M/22F que cumplen la normativa ISO
- Equipado con manómetro integrado para comprobar la presión dentro del casco
- Almohadilla inflable integrada para mayor comodidad del paciente
- Correas de sujeción por debajo de los brazos, cómodas y atraumáticas
- En caso de que se requiera, están disponibles otros accesorios de fijación
- Dos puertos de acceso sellados y versátiles, adecuados para sondas o catéteres de uno o varios lúmenes
- Puerto de acceso al paciente de nuevo diseño. Equipado con válvula antiasfixia bidireccional que se abre automáticamente en caso de caída de presión
- La estanqueidad del sistema se consigue gracias a una membrana elástica que entra en contacto con la parte superior del torso, una vez que se infla el casco

Lea más evidencias en [www.intersurgical-es.com](http://www.intersurgical-es.com)



**Puerto de acceso al paciente rediseñado**

Con válvula antiasfixia bidireccional



**Puertos de acceso sellados de nuevo diseño**

Más cerca de la vía aérea del paciente

**Transparente**

Para una fácil monitorización del paciente

**Manómetro integrado**

**Fácil retirada**

Para un acceso rápido al paciente

### Casco CaStar Up de apertura rápida para CPAP con almohadilla inflable, válvula antiasfixia bidireccional y puerto de acceso al paciente\*

Referencia	Tamaño	Circunferencia del cuello	Uds./caja
CA012XXL/2	Extra Extra Grande	≥50cm	5
CA012XL/2	Extra Grande	45-52cm	5
CA012L/2	Grande	40-47cm	5
CA012M/2	Mediano	34-41cm	5
CA012S/2	Pequeño	27-34cm	5
CA012XS/2	Extra Pequeño	17-27cm	5

\*La válvula PEEP y la tubuladura no se incluyen y deben pedirse por separado. Consulte la página web para conocer toda la gama de accesorios.



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



Fabricante:  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Italia

**Por favor, piénselo antes de imprimir.**  
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.31\_ES • Issue 7 06.20