










# Cánulas Guedel Intersurgical

## Nueva ISO 5364:2016 Colores específicos

Referencia	Tamaño Intersurgical	Tamaño ISO	Color Intersurgical anterior	Nuevo color que cumple la normativa ISO	
1000035 (S*)	000	3.5	Rosa		<b>Verde claro</b> <b>NUEVO</b>
1100050 (S*)	00	5.0	Azul		Azul
1110055 (S*)	0	5.5	Gris		Gris
1111065 (S*)	1	6.5	Blanco		<b>Marrón</b> <b>NUEVO</b>
1111570 (S*)	1.5	7.0	Amarillo		<b>Blanco</b> <b>NUEVO</b>
1112080 (S*)	2	8.0	Verde		Verde
1113090 (S*)	3	9.0	Naranja		<b>Amarillo</b> <b>NUEVO</b>
1114100 (S*)	4	10.0	Rojo		Rojo
1115120 (S*)	5	12.0	Morado		Morado

Este cambio de color afecta a todas las cánulas guedel de Intersurgical, incluidas las opciones de envasado a granel.

(S\*) Añada una S a la referencia de siete dígitos para la versión estéril de este producto, por ejemplo 5000000S.

# Requerimiento de cambio de color

Para cumplir con el sistema de codificación de colores especificado en la normativa ISO 5364:2016, ha sido necesario que Intersurgical actualice cuatro tamaños de guedels. Los tamaños que han cambiado son los siguientes:

- Tamaño ISO 3.5; del Rosa al Verde Claro
- Tamaño ISO 6.5; del Blanco a Marrón
- Tamaño ISO 7.0; del Amarillo a Blanco
- Tamaño ISO 9.0; del Naranja a Amarillo

Cada departamento tendrá que considerar localmente cómo se aplicará el cambio, ya que puede llevar algún tiempo utilizar el stock existente.



*Los cuatro tamaños de las cánulas guedel de Intersurgical que han cambiado sus colores para ajustarse a la normativa actualizada.*

Para más información por favor visite la página [www.intersurgical.com/info/guedelairway](http://www.intersurgical.com/info/guedelairway)