



## Rango de productos para terapia PEP Presión Espiratoria Positiva



Oxigenoterapia y Nebulización ▪ Fisioterapia Respiratoria

## La gama de productos Intersurgical para PEP

Intersurgical ofrece una completa gama de productos para la administración de la terapia de presión espiratoria positiva. El diseño modular del rango permite a los facultativos seleccionar entre nueve resistencias PEP codificadas por colores y dos interfaces de paciente. La pieza en T de PEP se suministra con una boquilla que puede cambiarse fácilmente por una mascarilla facial si se prefiere. Se puede conectar un manómetro de presión al sistema utilizando el conector de manómetro PEP (1956020) diseñado para ser instalado entre la pieza T y la resistencia PEP.

**Puerto de conexión a interface**

**Boquilla suministrada con la pieza en T**

**Puerto espiratorio**

**Resistencias**

**Válvula inspiratoria unidireccional**

**Pieza en T de PEP y boquilla**

**Puerto inspiratorio con conexión no estándar**  
Reduce el riesgo de conexiones erróneas

Disponibles 9 tamaños de resistencias con código de colores.  
Se selecciona la resistencia adecuada para el paciente. Dispositivo sencillo y fácil de usar.

**Mascarilla ClearLite™ talla 4**

Referencia	Descripción	Color	Uds/caja
<b>Las resistencias PEP se presentan en bolsas de 10 unidades</b>			
8020060	Resistencia PEP 6.0mm, morado, uso por paciente	●	100
8020050	Resistencia PEP 5.0mm, marrón, uso por paciente	●	100
8020045	Resistencia PEP 4.5mm, rojo, uso por paciente	●	100
8020040	Resistencia PEP 4.0mm, naranja, uso por paciente	●	100
8020035	Resistencia PEP 3.5mm, verde, uso por paciente	●	100
8020030	Resistencia PEP 3.0mm, azul, uso por paciente	●	100
8020025	Resistencia PEP 2.5mm, amarillo, uso por paciente	●	100
8020020	Resistencia PEP 2.0mm, blanco, uso por paciente	○	100
8020015	Resistencia PEP 1.5mm, negro, uso por paciente	●	100
<b>Pieza en T de PEP, interfaces de paciente y conectores</b>			
1956014	Pieza en T de PEP, puerto de inhalación -22M/15F-22M con válvula unidireccional y boquilla, 22F, uso en un solo paciente		80
1956020	Conector de manómetro PEP, 15M, 22M/15F, codo de 6mm con línea de 1.3m		40
7296001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 6, adulto extragrande, color rojo, sin anillo de fijación	●	20
7295001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 5, adulto grande, color naranja, sin anillo de fijación	●	35
7294001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 4, adulto, color verde, sin anillo de fijación	●	35
7293001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 3, adulto pequeño, color amarillo, sin anillo de fijación	●	35
7292001	Mascarilla de anestesia ClearLite, talla 2, pediátrica, color blanco, sin anillo de fijación	○	25

IS10.37 ES • Issue 5 02.24



Intersurgical España S.L.U. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

**Por favor, piénselo antes de imprimir.**  
Ahorre energía y papel.  
Si necesita imprimir este folleto informativo, por favor hágalo a doble cara.