



nFlow™ CosyFit

Circuito para CPAP nasal neonatal



Cuidados Intensivos ▪ Circuitos respiratorios



nFlow™ CosyFit

Diseñado para el cuidado neonatal

Los pacientes más pequeños suelen ser los que más cuidados necesitan. La seguridad y la comodidad son vitales para ayudar a los bebés en sus primeros días vida.

Una alternativa para CPAP neonatal

El circuito nFlow™ de Intersurgical ofrece una solución completa para CPAP neonatal con tecnología "flip-gas", proporcionando una alternativa de bajo trabajo respiratorio a los ventiladores de CPAP.

Gorro CosyFit

El gorro CosyFit permite que la colocación del generador sea sencilla y precisa y ayuda a crear un ajuste seguro pero suave incluso en los pacientes más sensibles.

Soporte de tubo



Diseño ligero y seguro para facilitar la colocación y el ajuste

Cintas sujeción al gorro

Suaves y resistentes para mantener un ajuste cómodo y fiable durante todo el tratamiento

Gorro

Disponible en 12 tallas, el gorro de algodón transpirable nFlow CosyFit incluye 3 grandes zonas de fijación que ayudan a garantizar un ajuste suave y cómodo tanto en los pacientes más pequeños como en los más grandes.




*excluyendo la referencia 4861000



Amplia gama de interfaces y gorros

Las interfaces para el paciente y los gorros CosyFit se suministran por separado para reducir el gasto hospitalario. Utilice el indicador de tamaño suministrado para elegir la opción correcta en cada paciente.




12 gorros

Disponibles por separado 12 tamaños de gorros con código de color. Cada gorro CosyFit incorpora 3 zonas de fijación para sujetar el soporte de tubo y las cintas de sujeción.



Interface para el paciente

Disponibles por separado 4 tamaños de mascarillas y vástagos. Fabricados en silicona muy suave y confortable para proporcionar un ajuste óptimo al paciente.



B Gorros CosyFit



C Mascarillas nasales



D Vástagos nasales



Consúltenos

Más información

Ver video



La selección de la configuración deseada es muy sencilla. Para configurar un sistema completo, seleccione una referencia de cada grupo: A, B, C y/o D. Todos los componentes pueden pedirse por separado de acuerdo a sus necesidades en cada momento.



Referencia	Descripción	Uds./caja	
A Circuitos respiratorios nFlow CosyFit			
4800000	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.6m	12	
4800001	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador. ≥ 1.8m	10	
4800016	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador y línea de monitorización desconectable. ≥ 1.8m	10	
4861000	Circuito de CPAP neonatal nFlow CosyFit con cable calentador para ventiladores Fabian™ con línea de monitorización desconectable. ≥ 1.8m	10	
B Gorros nFlow CosyFit			
		Tamaño	
4907009	Gorro nFlow CosyFit, azul marino	Tamaño 9 (40 - 42 cm)	10
4907008	Gorro nFlow CosyFit, turquesa	Tamaño 8 (38 - 40 cm)	10
4907007	Gorro nFlow CosyFit, naranja	Tamaño 7 (36 - 38 cm)	10
4907006	Gorro nFlow CosyFit, rojo	Tamaño 6 (34 - 36 cm)	10
4907005	Gorro nFlow CosyFit, verde	Tamaño 5 (32 - 34 cm)	20
4907004	Gorro nFlow CosyFit, naranja claro	Tamaño 4 (30 - 32 cm)	20
4907003	Gorro nFlow CosyFit, azul	Tamaño 3 (28 - 30 cm)	20
4907002	Gorro nFlow CosyFit, amarillo	Tamaño 2 (26 - 28 cm)	20
4907001	Gorro nFlow CosyFit, gris oscuro	Tamaño 1 (24 - 26 cm)	20
4907110	Gorro nFlow CosyFit, rosa	Tamaño 0 (22 - 24 cm)	20
4907100	Gorro nFlow CosyFit, gris	Tamaño 00 (20 - 22 cm)	20
4907000	Gorro nFlow CosyFit, blanco	Tamaño 000 (18 - 20 cm)	20
C Mascarillas nasales nFlow			
		Tamaño	
4716000	Mascarilla nasal nFlow	Extra grande	30
4706000	Mascarilla nasal nFlow	Grande	30
4705000	Mascarilla nasal nFlow	Mediano	30
4704000	Mascarilla nasal nFlow	Pequeño	30
D Vástagos nasales nFlow			
		Tamaño	
4703000	Vástago nasal nFlow	Grande	30
4702000	Vástago nasal nFlow	Mediano	30
4701000	Vástago nasal nFlow	Pequeño	30
4711000	Vástago nasal nFlow	Extra Pequeño	30

Fabian es una marca registrada de Acutronic Medical Systems.

IS1.59 ES • issue 1 04.22



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd. está certificado con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 y MDSAP

Por favor, piénselo antes de imprimir.
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.