



BiTrac™ MaxShield Select™

Mascarilla facial total para Ventilación No Invasiva



Cuidados Intensivos ▪ Pulmodyne®



BiTrac™ MaxShield Select™

Nuestra mascarilla facial total, BiTrac MaxShield Select, no tiene puntos de apoyo en la nariz y distribuye la presión sobre una mayor superficie, reduciendo al mismo tiempo la claustrofobia del paciente. Nuestra gama de codos intercambiables reduce en gran medida el gasto hospitalario, ya que el codo de la mascarilla puede retirarse y sustituirse fácilmente cuando se realice la transición de los pacientes entre ventiladores estándar y respiradores binivel.



3 tamaños disponibles

desde adulto pequeño
hasta extra grande

Arnés transpirable

Cerradura tipo bayoneta

para una conexión segura del codo

Clips de seguridad

Codos intercambiables

para adaptarse a
las necesidades de
los pacientes

Sello de silicona suave



Codos intercambiables

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9599	Codo intercambiable BiTrac Select estándar sin orificio exhalatorio	10
313-9593	Codo intercambiable BiTrac Select con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia	10
313-9598	Codo intercambiable BiTrac Select sin orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia	10
313-9596	Codo intercambiable BiTrac Select sin orificio exhalatorio, con válvula anti-asfixia y puerto para broncoscopia	10
313-9597	Codo intercambiable BiTrac Select sin orificio exhalatorio y con puerto para broncoscopia	10



Mascarilla facial total BiTrac™ MaxShield Select™ con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9555	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, extra grande	10
313-9552	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, grande	10
313-9554	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, pequeña	10



Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9556	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, extra grande	10
313-9553	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, grande	10
313-9551	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, pequeña	10




Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable sin orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9559	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable sin orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, extra grande	10
313-9558	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable sin orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, grande	10
313-9557	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable sin orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, pequeña	10

**Mascarilla facial total BiTrac™ MaxShield Select™ pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia**

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9527	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, conexión paciente swivel 22M de 15cm, extra pequeña	10
 313-9526	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, conexión paciente swivel 22M de 15cm, extra extra pequeña	10

**Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio**

Referencia	Descripción	Uds./caja
 313-9525	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, extra pequeña	10
313-9524	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, extra extra pequeña	10

Arnés de repuesto

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-8344	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield, tamaño grande y extra grande	10
313-8347	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield, tamaño pequeño	10
313-9529	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield pediátrica , tamaño extra pequeño	10
313-9528	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield pediátrica , tamaño extra extra pequeño	10

 Referencia mostrada en imagen

BiTrac MaxShield Select está fabricada por Pulmodyne Inc, USA y distribuida por Intersurgical Ltd.

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.60 ES • Issue 1 05.22



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia