



BiTrac™ MaxShield Select™

Mascarilla facial total pediátrica para Ventilación No Invasiva



Cuidados Intensivos ▪ Pulmodyne®



BiTrac™ MaxShield Select™

Nuestra mascarilla facial total para pediatría, BiTrac MaxShield Select, no tiene puntos de apoyo en la nariz y distribuye la presión sobre una mayor superficie, reduciendo al mismo tiempo la claustrofobia del paciente. Nuestra gama de codos intercambiables reduce en gran medida el gasto hospitalario, ya que el codo de la mascarilla puede retirarse y sustituirse fácilmente cuando se realice la transición de los pacientes entre ventiladores estándar y respiradores binivel.



3 tamaños disponibles

adulto pequeño, extra pequeña y extra extra pequeña

Arnés tipo gorrito extra suave

Clips de seguridad

Sello de silicona suave

Cerradura tipo bayoneta

para una conexión segura del codo

Codos intercambiables

para adaptarse a las necesidades de los pacientes

Mascarilla XS con codo con orificio exhalatorio, válvula anti-asfixia y conexión paciente



Mascarilla XXS con codo estándar sin orificio exhalatorio



Mascarilla facial total BiTrac™ MaxShield Select™ pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9527	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, conexión paciente swivel 22M de 15cm, extra pequeña	10
👁 313-9526	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, conexión paciente swivel 22M de 15cm, extra extra pequeña	10



Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio

Referencia	Descripción	Uds./caja
👁 313-9525	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, extra pequeña	10
313-9524	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, extra extra pequeña	10



Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable, adulto pequeño

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9554	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia, pequeña	10
👁 313-9551	Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable estándar sin orificio exhalatorio, pequeña	10



Accesorios

Referencia	Descripción	Uds./caja
313-9529	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield pediátrica , tamaño extra pequeño	10
313-9528	Arnés de repuesto para mascarilla BiTrac MaxShield pediátrica , tamaño extra extra pequeño	10
👁️ 313-9602	Codo intercambiable BiTrac Select con orificio exhalatorio y con válvula anti-asfixia con conexión paciente swivel 22M de 15cm	10
313-9599	Codo intercambiable BiTrac Select estándar sin orificio exhalatorio 15cm	10



Guías de tallas incluidas

👁️ Referencia mostrada en imagen

BiTrac MaxShield Select está fabricada por Pulmodyne Inc, USA y distribuida por Intersurgical Ltd.

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS1.61 ES ▪ Issue 1 03.22



INTERSURGICAL
PRODUCTOS MÉDICOS DESECHABLES

Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia