



## i-Pro™ Vision pantalla de protección



Gestión de vías aéreas ▪ Protección personal



## i-Pro™ Vision pantalla de protección

La pantalla de protección i-Pro™ Vision cuenta con una montura reutilizable que proporciona un soporte para la cabeza con tres puntos de ajuste y máximo confort, diseñado para su uso en un entorno clínico. El visor anti-empañamiento proporciona una visibilidad óptima, es adaptable y ligero. Se puede sustituir fácilmente proporcionando una solución más ecológica al material de protección.

De alta calidad y respetuosa con el medio ambiente, la pantalla de protección i-Pro™ Vision es la mejor opción cuando se trata de garantizar la seguridad y la protección del personal sanitario en el entorno clínico. Conforme a la normativa EN 166.

### Ajuste flexible

Se optimiza la protección al permitir un rango completo de movimientos

### Mayor comodidad

La espuma en la parte interna de la montura maximiza la comodidad, especialmente durante largos períodos de uso

### Excelente visibilidad

El tratamiento anti-empañamiento ayuda a optimizar la visión durante el uso



### Posicionamiento seguro

Soporte para una posición estable en uso

### Reducción de residuos

La montura reutilizable y el visor reemplazable reducen residuos innecesarios

Referencia	Descripción	Uds./caja
2019333	i-Pro™ Vision montura y visor	1
2019334	i-Pro™ Vision visor de repuesto	20

### Accesorios

Referencia	Descripción	Uds./caja
2019111	Mascarilla respiratoria de Protección Personal i-Pro™, tamaño mediano/grande	20
2019222	Mascarilla respiratoria de Protección Personal i-Pro™, tamaño pequeño/mediano	20



IS12.26 ES ▪ Issue 3 07.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com



El fabricante Intersurgical Ltd está certificado con ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y MDSAP

**Por favor, piénselo antes de imprimir.**  
Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras