



## AccuPAP™


Dispositivo de Terapia de Presión Positiva en las Vías Aéreas



Oxígeno y Aerosolterapia ▪ Pulmodyne®

## AccuPAP™

El dispositivo AccuPAP™ proporciona presión positiva en las vías aéreas para la prevención y el tratamiento de la atelectasia. AccuPAP incluye una PEEP regulable, lo que permite al personal sanitario mantener valores de presión determinados conformes a los requisitos de cada paciente. La PEEP puede ajustarse sin necesidad de modificar el flujo de gas.



Referencia	Descripción	Uds./caja
313-6000	AccuPAP con boquilla y línea de oxígeno, 2.1 m	10
313-6001	AccuPAP con boquilla, manómetro de presión desechar y línea de oxígeno, 2.1 m	10

[Consúltenos](#)
[Ver video](#)

AccuPAP y DPM son fabricados por Pulmodyne Inc, USA y distribuidos por Intersurgical Ltd

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, por favor hágalo por las dos caras.

IS10.40 ES • Issue 6 06.24



Intersurgical España S.L. C/ Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 - Móstoles, Madrid, España  
 Tel: +34 91 665 73 15 Fax: +34 91 685 50 99 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan  
 Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA