



# DART™

Dispositivo de atomización para mucosa intranasal




Gestión de vías aéreas ▪ Dispositivos de atomización

## Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART™

### Atomización de alta calidad en la palma de la mano

DART está indicado para atomizar soluciones a través de las membranas mucosas nasales y orofaríngeas. Proporciona una administración precisa con un tamaño medio de partícula de aproximadamente 50 µm. No requiere vía intravenosa y las soluciones pueden administrarse de forma rápida e indolora. La administración de medicación atomizada supone un inicio terapéutico similar a la administración intravenosa. No se requiere una formación especial para su uso generalizado. El método de administración es indoloro para el paciente, lo que le ayuda a mantener la calma en una situación de gran estrés.

Nuestra gama de dispositivos de atomización DART para mucosas incluye varias opciones de productos para garantizar que siempre disponga de la configuración óptima para sus necesidades. Esto incluye versiones con y sin jeringuilla y una opción con un adaptador de vial (una cánula de plástico roma para pasar el medicamento/solución a la jeringuilla) para mayor comodidad y facilidad de uso. Todos los dispositivos DART son de un solo uso y se presentan en cajas de 25 unidades.



Referencia	Descripción	Uds./caja
DART100	Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART con jeringuilla de 3ml	25
DART110	Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART con jeringuilla de 1ml	25
DART140	Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART con jeringuilla de 3ml y adaptador para vial	25
DART300	Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART sin jeringuilla	25

Consúltenos

DART está fabricado por Pulmodyne Inc, y distribuido por Intersurgical Ltd

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS6.22 ES • Issue 3 10.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España  
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan  
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA