



DART-Reach™

Dispositivo de atomización para mucosa laringo-traqueal




Gestión de vías aéreas ▪ Dispositivos de atomización

DART-Reach™ Dispositivo de atomización para mucosa laringo-traqueal

Atomización precisa y directa

DART-Reach está indicado para atomizar soluciones a través de las mucosas nasal, laringea y orofaríngea con un tamaño medio de partícula de aproximadamente 50 µm. La medicación puede administrarse rápida y eficazmente en vías aéreas difíciles con el DART-Reach. El dispositivo tiene un estilete flexible, que permite un acceso adaptable a cada paciente y puede utilizarse en diversos procedimientos, como intubaciones despiertas, intubaciones difíciles, broncoscopias y ecocardiogramas transesofágicos.

Nuestra gama DART-Reach incluye varias opciones de productos, incluidas versiones con y sin jeringuilla, así como dos longitudes diferentes de estilete (218 mm y 117 mm). Todos los dispositivos DART-Reach son de un solo uso y se presentan en cajas de 25 unidades.



Referencia	Descripción	Uds./caja
REACH600	Dispositivo de atomización DART-Reach con jeringuilla de 5ml, 218mm	25
REACH700	Dispositivo de atomización DART-Reach, 218mm	25
REACH720	Dispositivo de atomización DART-Reach, 117mm	25

Consúltenos

DART-Reach está fabricado por Pulmodyne Inc, y distribuido por Intersurgical Ltd

Por favor, piénselo antes de imprimir. Ahorre energía y papel. Si tiene que imprimir esta ficha técnica, hágalo por las dos caras.

IS6.23 ES • Issue 3 10.24



Intersurgical España S.L.U. C/Plasencia 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, España
Tel: +34 91 665 73 15 mail@intersurgical-es.com www.intersurgical-es.com

UK • Australia • Benelux • Brazil • Canada • China • Colombia • Czech Republic • Denmark • France • Germany • Ireland • Italy • Japan
Lithuania • Malaysia • Mexico • Norway • Philippines • Portugal • Russia • South Africa • Spain • Sweden • Taiwan • Turkey • USA